

Schváleno Výborem SLM ČLS JEP dne: 02.09.2026

	Diagnostika na bázi detekce nukleové kyseliny (např. pomocí PCR, izotermální amplifikace ad.) Zahrnuje i variantu POCT/statim (uzavřený systém)		
Detekovaná agens	pouze jedno agens v jednom testu	multiplex základní	multiplex extenzivní
SARS-CoV-2 virus influenzy typu A vč. případné typizace virus influenzy typu B respirační synciciální virus RSV adenovirus metapneumovirus viry parainfluenzy 1-4 koronaviry ostatní rhinoviry, enteroviry bocavirus <i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Chlamydophila pneumoniae</i> , <i>C. psittaci</i> <i>Bordetella pertussis</i> , <i>B. parapertussis</i> <i>Streptococcus pyogenes</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Legionella pneumophila</i>	ano ano ano ano ano ano	 kombinace jednoho či více multiplex PCR (s min. počtem 3 agens) v závislosti na epidemiologické situaci a požadavku indikujícího lékaře	 kombinace jednoho či více multiplex PCR, detekující celkem minimální počet 10 agens
Indikace obecně	Diagnostika akutní respirační infekce	Diagnostika akutní respirační infekce	Diagnostika u nemocných se závažnými příznaky respiračního onemocnění, kteří vyžadují hospitalizaci a intenzivní péči, nebo jsou v riziku těžšího průběhu respiračního onemocnění (výčet rizikových diagnóz v druhé záložce)
Poznámka	Vhodné vyšetřovat v době epidemie na agens, zodpovědné za probíhající epidemii. Je přípustné kombinovat 1x s výkonem 82306 při použití v režimu, kdy se jednotlivá vyšetřovaná agens nepřekrývají anebo byl výsledek výkonu 82305 negativní při použití POCT.	Je přípustné kombinovat s výkonem 82305 při použití v režimu, kdy se jednotlivá vyšetřovaná agens nepřekrývají (tj. byl využit pro diagnostiku dalšího konkrétního agens, uvedeném v seznamu detekovaných agens) anebo byl výsledek výkonu 82305 negativní při použití POCT.	Výkon je možné vykázat 4x za týden (tj. podruhé v daném týdnu s frekvencí 2/1 den) při jeho opětovném provedení z BAL či po transplantaci
Kódy k vykazání výkonu	výkon 82305 1x až 3x (při kombinaci s výkonem 82306 jen 1x)	výkon 82306 1x	výkon 82306 2x

Kódy zdravotních výkonů:

82305	DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY PATOGENU VYVOLÁVAJÍCÍHO RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ
82306	DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY PATOGENŮ VYVOLÁVAJÍCÍCH RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ METODOU MULTIPLEX PCR